

OCC

Switzerland

**4 FÄRGER, 4 INDIKATIONER
OCC PRESENTERAR PROSEPT®**

HÄNDER

YTOR

SPECIALOMRÅDEN

INSTRUMENT

**Rengör instrument
inom bara 2 min!**

**Prosept
Contra**



PROSEPT® FRÅN OCC SCHWEIZ

Hygien på ett enkelt sätt:

Fyra färger - Fyra användningsområden.

De är inte bara säkra och effektiva utan har också en härlig fräsch doft!



Ytor	Beskrivning	Effektivhets spektra/ Exponerings tid	Art. nr.	Storlek	Blandningsätt	Pris
	Prosept Spray Brukslösning för snabb desinfektion och rengöring av små ytor, arm-/huvudstöd och medicinsk utrustning. Aldehyd och phenol fri. Biologiskt nedbrytbar.	Bactericide / Fungicide 1 min. Tuberculicide 1 min. Hepatitis B / HIV (1) 30 sek. BVDV / Hepatitis C 30 sek.	500001	1 L	Färdigblandad	129:-
			500002	2 L		230:-
			500003	5 L		499:-
			500000	10L		899:-
	Prosept Foam Färdigblandat mildt desinficerande och rengörande skum för behandling av stolar och andra ytor av känsligt material. Aldehyd och phenol fri. Biologiskt nedbrytbar.	Bactericide / Fungicide 10 min. Hepatitis B / HIV (1) 5 min.	500004	200 ml	Färdigblandad	159:-
			500005	2 L		459:-
	Prosept Wipes Desinficerande rengöringsduk, används till små ytor på medicinsk utrustning och handstycken. Aldehydfri.	Bactericide / Fungicide 1 min. Tuberculicide 1 min. Hepatitis B / HIV (1) 30 sek. Hepatitis C (2) 15 sek.	500006	120 st./fp 14,5 x 20 cm	Vätserverter	109:-
			500007	Refill		89:-
			500008	100 st./fp 14,5 x 40 cm		159:-
			500009	Refill		139:-
	Prosept Floor Koncentratet Mångsidigt desinfektion/rengöringsmedel för golv, väggar, sanitetsområden och andra större ytor. Aldehydfri. Biologiskt nedbrytbar.	Bactericide / Fungicide 0,75% 240 min. 1% 60 min. 2% 15 min. Hepatitis B / HIV (1) 5% på 1 min. Influenza A-virus 0,75% på 15 min.	500010	2 L	50 ml vätska + 950 ml vatten	239:-
			500011	5 L		549:-

Specialområden	Beskrivning	Effektivhets spektra/ Exponerings tid	Art. nr.	Storlek	Blandningsätt	Pris
	Prosept Jet Forte Skum fri koncentratet rengöringsmedel för salivsugar, sköljkoppar och amalgamseparatorer. Aldehydfri. Miljövänlig.		500031	1 L	20 ml vätska + 980 ml vatten	159:-
			500032	2 L		220:-
			500033	5 L		449:-
	Prosept Impression Desinfektion och rengöringskoncentrat för alla typer av avtrycksmaterial som t.ex. alginat, Silikon, polyether och polysulfide lika väl som för ortodontiska artiklar. Koncentrat Blandas: 1 / 32 (Enl. Medical Device Directive 93/42/EEC)	Bactericide / Fungicide 2,5% på 1 min. 1% på 2 min. Enveloped virus (inkl. HBV, HIV, Vaccinia virus) 1% på 2 min. 2% på 1 min. BVDV / Hepatitis C 0,5% på 1 min. (1) HBsAg - Antigen test (2) BVDV - Surrogat virus test 3% på 3 min.	500035	150 ml	30 ml vätska + 970 ml vatten	99:-
			500036	1L		349:-

Instrument	Beskrivning	Effektivhets spektra/ Exponerings tid	Art. nr.	Storlek	Blandningsätt	Pris
	Prosept Instru Flytande koncentrat för desinfektion och rengöring av instrument och polerematerial. Lämplig för ultraljudsbad. Aldehyd och phenol fri. Biologiskt nedbrytbar.	Bactericide / Fungicide 0,5% på 15min. Tuberculicide 2% på 60 min. Hepatitis B / HIV (1) 2% på 30 min. 4% på 15 min. BVDV / Hepatitis C (2) 0,5% på 5 min. Adenovirus 2% på 120 min. 3% på 60 min.	500013	1 L	40 ml vätska + 960 ml vatten	199:-
			500014	2 L		379:-
			500015	5 L		849:-
	Prosept Burs Brukslösning för desinfektion och rengöring av roterande instrument så som borrar och polerare. Aldehydfri. Biologiskt nedbrytbar.	Bactericide / Fungicide 1 min. Tuberculicide 2 min. Hepatitis B / HIV (1) 30 sek. BVDV / Hepatitis C (2) 30 sek. Herpes simplex virus 30 sek. Adenovirus 30 sek.	500017	1 L	Färdigblandad	149:-
			500018	2 L		269:-
			500019	5 L		649:-
			500020	1 L		119:-
	Prosept Sonic Bakterie-/Svamp dödande koncentrat för alkalisk rengöring av instrument i ultraljudsrengöraren. Tar bort gips, blod och andra beläggningar. Aldehydfri. Miljövänlig.	Bactericide (EN 1040) 5% på 15 min. Fungicide 5% på 30 min. (EN 1275, A. niger)	500020	1 L	50 ml vätska + 950 ml vatten	119:-
			500044	500 ml		249:-
	Prosept Contra Brukslösning för hög nivå desinfektion, rengöring och smörjning av dentala hand- och vinkelstycken och turbiner med hjälp av PROSEPT® Contra Dispenser.	Bactericide / Fungicide 1 min. Tuberculicide 1 min. Hepatitis B / HIV (1) 30 sek. BVDV / Vaccinia virus 30 sek. Herpes simplex virus 30 sek. Adenovirus 30 sek. Hepatitis C 30 sek.	500044	500 ml	Färdigblandad	249:-
			500044	500 ml		249:-

Nyhet!
25% rabatt
just nu!

Händer	Beskrivning	Effektivhets spektra/ Exponerings tid	Art. nr.	Storlek	Blandningsätt	Pris
	Prosept Med Brukslösning Alkoholbaserad lösning för kirurgisk och hygienisk hand/överarms desinfektion som även motverkar uttorkning av huden.	Bactericide / Fungicide 30 sek. Tuberculicide 30 sek. Hepatitis B / HIV (1) 30 sek. BVDV / Hepatitis C 30 sek. Influenza A-virus (Bird flu) 30 sek.	500021	500 ml	Färdigblandad	99:-
			500023	1 L		169:-
			500024	2 L		279:-
			500026	500 ml		49:-
	Prosept Hand Wash Mild flytande handtvättslotion med skyddande och vårdande ämnen. - Bakteriedödande - Alkali fri	Anti-bakteriell.	500026	500 ml	Färdigblandad	49:-
			500028	2 L		189:-
			500030	5 L		499:-

SÄSONGSERBJUDANDE!
Just nu får du ytterligare 20% rabatt på våra redan låga priser!

KÖP VALFRIA PRODUKTER FRÅN OCC OCH FÅ EN AV DESSA VÄTSKEBEHÅLLARE PÅ KÖPET!

VID KÖP AV ÖVER
4000 KR FÅR DU:



Automatisk, 800ml
(värde 700kr)

Art. nr: 500040

VID KÖP AV ÖVER
3000 KR FÅR DU:



Manuell, 500ml
(värde 450kr)

Art. nr: 500041

Betalningsvillkor: Betalning sker inom 15 dagar från fakturadatum eller enligt överenskommelse.

Leverans: Om ej annat överenskommet, är varan såld fritt säljarens lager.

Emballage och frakt: Priserna inkluderar emballage. Fraktfritt vid order över 5000,- exklusive moms. Gäller ej skrymmande gods så som patientservetter och undersökningshandskar. Danmark och Finland: Tillkommer endast fraktagift mot uppvisande av momsregistreringsbevis. Norge: Tillkommer frakt och eventuella tullavgifter.

Transportskador och förekommet gods: Köparen bör omedelbart reklamera eventuellt fel till ansvarigt transportföretag. Normedico AB tar inget ansvar för detta.

Retur- och bytesrätt: Gäller för normalt lagerförda produkter inom 14 dagar från leverans i obruten förpackning. Kreditering sker först sedan returen har kommit oss tillhanda.

Reklamationer: Sker skriftligen till Normedico AB inom 10 dagar från fakturadatum.

Gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, illustrationsfel och slutsålda varor.



www.normedico.com

Besöksadress: Annedalsvägen 37
168 65 Bromma, Stockholm, Sweden
E-mail: info@normedico.com

För ytterligare information kontakta Normedico eller besök www.normedico.se